

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tle2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q04725

Numéro d'article: CM0004880

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le TLE2 humain (Protéine 2 d'amélioration de type transducine). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TLE2 mAb Lapin
Remarques/Alias	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
Espèce	Humain
ID de Gène	7089
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-138 du TLE2 humain (NP_003251.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04725
Poids Protéique	80KDa
Expédition	Sac de glace