

Anticorps Monoclonal Anti-Tle4 Pour Wb Et Elisa - Q04727

Numéro d'article: CM0007485

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la protéine TLE4 humaine, réactif chez l'homme et la souris. Validé pour WB et ELISA, idéal pour la recherche sur la répression transcriptionnelle et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TLE4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Espèce	Humain
ID du gène	7091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-138 de la TLE4 humaine (NP_001269677)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04727
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace