

Anticorps Polyclonal Anti-Tlk1 Pour Wb, Elisa - Q9Uki8

Numéro d'article: CM0024079

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TLK1 (PKU-beta), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec TLK1 humain, souris et rat. TLK1 est une kinase impliquée dans l'assemblage de la chromatine et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
N Nom du Produit	TLK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PKU-beta; TLK1
Espèce	Humain
GeneID	9874
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 du TLK1 humain (NP_036422.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKI8
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace