

Anticorps Polyclonal Anti-Tlk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uki8

Numéro d'article: CM0013023

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TLK1 (PKU-beta) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire, la réparation des dommages à l'ADN et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLK1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PKU-beta ; TLK1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	9874
ID du gène	9874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-230 de la TLK1 humaine (NP_036422.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris, Rat
SWISS	Q9UKI8
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sachet de glace