

Anticorps Polyclonal Anti-Tlr1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15399

Numéro d'article: CM0015943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TLR1 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TIL ; CD281 ; rsc786 ; TIL. LPRS5 ; TLR1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7096
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-290 de TLR1 humain (NP_003254.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15399
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace