

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tlr2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Numéro d'article: CM0012094



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TLR2 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Convient aux échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TLR2
Remarques/Alias	TIL4 ; CD282
Espèce	Humain
GeneID	7097
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 290-390 du TLR2 humain (NP_003255.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60603
Poids protéique	90 kDa
Expédition	Sac de glace