

Anticorps Monoclonal Anti-Tlr2 De Lapin Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Numéro d'article: CM0002928



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TLR2 de haute qualité (O60603) pour les applications WB, IF/ICC, IF-P et ELISA, à réaction croisée avec l'homme et la souris. Adapté à l'étude de l'immunité innée, de la signalisation TLR2 et des voies d'infection bactérienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR2 mAb de lapin
Remarques / Alias	TIL4 ; CD282 ; TLR2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-784 de la protéine TLR2 humaine (NP_003255.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60603
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant