

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60603

Numéro d'article: CM0028811



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TLR2 de haute qualité pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le TLR2 humain, souris et rat (90 kDa). Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, l'infection et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7097
GeneID	7097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 636-784 du TLR2 humain (NP_003255.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60603
Poids moléculaire	90kDa
Expédition	Sac de glace