


Anticorps Polyclonal Anti-Tlr3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15455

Numéro d'article: CM0017639



Introduction

TLR3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît le TLR3 humain, murin et de rat et est idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	TLR3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7098
ID du gène	7098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500 à 700 du TLR3 humain (NP_003256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15455
Poids moléculaire	104 kDa
Expédition	Sac réfrigérant