

Anticorps Polyclonal Anti-Tlr4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000206

Numéro d'article: CM0018147



Introduction

TLR4 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TLR4 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec le TLR4 humain et murin ; idéal pour l'étude de l'immunité innée et des voies de signalisation inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TOLL ; CD284 ; TLR-4 ; ARMD10 ; TLR4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7099
GeneID	7099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-228 du TLR4 humain (NP_612564.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00206
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace