


Anticorps Monoclonal Anti-Tlr5 De Lapin Pour Wb Et Elisa - O60602

Numéro d'article: CM0008840



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TLR5 humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît la protéine TLR5 humaine (~98 kDa). Convient à la recherche sur l'immunité innée et les maladies inflammatoires. O60602.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Espèce	Humaine
ID du gène	7100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 258-404 du TLR5 humain (O60602)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O60602
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sachet de glace