


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60602

Numéro d'article: CM0021751



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TLR5 ciblant le récepteur Toll-like 5 humain (O60602). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, cet anticorps facilite la recherche sur l'immunité innée et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7100
GeneID	7100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 714-858 de TLR5 humain (NP_003259.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60602
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac de glace