


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

Numéro d'article: CM0025736



### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin TLR6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le TLR6 endogène dans les échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit                   | pAb de Lapin TLR6                                                                                                    |
| Remarques/Alias                  | CD286; TLR6                                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                               |
| ID du Gène (Humain)              | 10333                                                                                                                |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 697-796 du TLR6 humain (NP_006059.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie                        | Anticorps Polyclonaux                                                                                                |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité Croisée               | Humain, Souris                                                                                                       |
| SWISS                            | Q9Y2C9                                                                                                               |
| Poids Moléculaire de la Protéine | 92kDa                                                                                                                |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                         |