


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr7 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

Numéro d'article: CM0013275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TLR7 humain (SWISS : Q9NYK1). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit avec le TLR7 humain, murin et de rat. L'immunogène correspond au domaine extracellulaire (aa 30-230). Idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IMD74 ; SLEB17 ; TLR7-like ; TLR7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51284
GeneID	51284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-230 du TLR7 humain (NP_057646.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NYK1
Poids de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace