

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr8 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nr97

Numéro d'article: CM0017573



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TLR8 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLR8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
Espèce	Humain
GeneID	51311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 849-1041 du TLR8 humain (NP_619542.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR97
Poids de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace