

Anticorps Polyclonal Anti-Tlr9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr96

Numéro d'article: CM0017129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur 9 de type Toll humain (TLR9/CD289). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-TLR9
Remarques/Alias	CD289 ; TLR9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54106
GeneID	54106
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 414 et 543 du TLR9 humain (NP_059138.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NR96
Poids moléculaire	116 kDa
Expédition	Sac de glace