

Anticorps Polyclonal Anti-Tlx1 Pour Wb, Elisa - P31314

Numéro d'article: CM0016043

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la TLX1 humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études sur le développement de la rate et à la recherche sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLX1 pAb de lapin
Remarques/Alias	TCL3 ; HOX11 ; TLX1
Espèce	Humain
ID du gène	3195
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la TLX1 humaine (NP_001182446.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31314
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace