

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tm7Sf2 Pour Wb Et Elisa - O76062

Numéro d'article: CM0022280

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TM7SF2 adapté aux applications WB et ELISA. Réagit avec les protéines TM7SF2 humaines et murines, une delta(14)-stérol réductase impliquée dans la biosynthèse du cholestérol. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TM7SF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7108
GeneID	7108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-250 de la protéine TM7SF2 humaine (NP_003264.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	O76062
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace