

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8TDi8

Numéro d'article: CM0027354



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TMC1, une sous-unité de canal de mécanotransduction. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le système auditif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DFNB7 ; DFNA36 ; DFNB11 ; TMC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	117531
GeneID	117531
Immunogène	Peptide synthétique, correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de TMC1 humain (NP_619636.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDI8
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace