

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmc5 Pour Wb Et Elisa - Q6Uxy8

Numéro d'article: CM0021914

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TMC5 humaine (protéine 5 apparentée aux canaux transmembranaires). Validé pour la WB et l'ELISA ; détecte un composant probable d'un canal ionique. Convient à la recherche sur les protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | TMC5 pAb de lapin                                                                                                                 |
| Remarques/alias    | TMC5                                                                                                                              |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                           |
| GeneID (humain)    | 79838                                                                                                                             |
| GeneID             | 79838                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 676 à 760 de la TMC5 humaine (NP_079056.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée | Humaine                                                                                                                           |
| SWISS              | Q6UXY8                                                                                                                            |
| Poids moléculaire  | 115 kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Poche de glace                                                                                                                    |