

Anticorps Polyclonal Anti-Tmed2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15363

Numéro d'article: CM0022154



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMED2 pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit avec le TMED2 humain, souris et rat, un régulateur clé du trafic vésiculaire et de l'exocytose des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMED2 Lapin pAb
Remarques/Alias	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10959
ID de gène	10959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-170 du TMED2 humain (NP_006806.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15363
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace