

Anticorps Polyclonal Anti-Tmed3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3Q3

Numéro d'article: CM0024658

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TMED3 humain, validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études du trafic vésiculaire, de la dynamique de l'appareil de Golgi et de la fonction de la voie sécrétoire précoce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMED3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p26 ; P24B ; p24g4 ; C15orf22 ; p24gamma4 ; TMED3
Espèce	Humain
GeneID	23423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-180 du TMED3 humain (NP_031390.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3Q3
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace