


Anticorps Polyclonal Anti-Tmed9 Pour Wb Et Elisa - Q9Bvk6

Numéro d'article: CM0026699



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMED9 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le TMED9 humain, murin et de rat. Ciblent la protéine de la famille p24 impliquée dans le trafic vésiculaire et la rétention golgienne, adapté à la recherche sur la voie sécrétrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMED9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p25 ; GMP25 ; p24a2 ; HSGP25L2G ; p24alpha2 ; TMED9
Espèce	Humain
Identifiant du gène	54732 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-224 du TMED9 humain (NP_059980.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BVK6
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace