

Anticorps Monoclonal Anti-Tmeff2 Pour Wb, Elisa - Q9Uik5

Numéro d'article: CM0012127

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TMEFF2 à haute spécificité validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec la TMEFF2 (tomoreguline-2) humaine et de rat. Idéal pour les applications de recherche en neurosciences et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEFF2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TR; HPP1; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23671
ID du gène	23671
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 275-374 de la TMEFF2 humaine (Q9UIK5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UIK5
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace