

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem100 Pour Wb Et Elisa - Q9Nv29

Numéro d'article: CM0020424

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TMEM100 humaine, adapté au WB et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Validé pour la recherche scientifique dans les études de biologie vasculaire et de signalisation de la douleur. Protéine transmembranaire de 14 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM100 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TMEM100
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55273
GeneID	55273
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 50 et l'extrémité C-terminale de la TMEM100 humaine (NP_001093110.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NV29
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant