

Anticorps Polyclonal Anti-Tmem119 Pour Wb, Elisa - Q4V9L6

Numéro d'article: CM0022928

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TMEM119 humaine (OBIF), adapté pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La TMEM119 joue un rôle dans la différenciation des ostéoblastes, la minéralisation osseuse et est un marqueur de la microglie. Poids moléculaire prédit ~29 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TMEM119
Remarques/Alias	OBIF ; TMEM119
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	338773
ID de gène	338773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-270 de la TMEM119 humaine (NP_859075.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q4V9L6
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace