

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem132D Pour Wb, Elisa - Q14C87

Numéro d'article: CM0015866

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMEM132D validé pour WB et ELISA. Réagit avec la TMEM132D humaine, de souris et de rat, un régulateur de la morphologie neuronale. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TMEM132D
Remarques/Alias	TMEM132D ; MOLT ; PPP1R153
Espèce	Humain
GeneID	121256
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 730-915 de la TMEM132D humaine (NP_597705.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14C87
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace