


Anticorps Polyclonal Anti-Tmem147 Pour Wb, Elisa - Q9Bvk8

Numéro d'article: CM0019082



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TMEM147 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier la fonction du complexe translocon multi-passe et l'insertion des protéines membranaires du réticulum endoplasmique. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM147 Lapin pAb
Remarques/Alias	NEDFLPH ; NIFIE14 ; TMEM147
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10430
ID du gène	10430
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du TMEM147 humain (NP_116024.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BVK8
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace