

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem176B Pour Wb, Elisa - Q3Ybm2

Numéro d'article: CM0023799

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TMEM176B (LR8), validé pour WB et ELISA. Réagit en réaction croisée avec l'homme et la souris. Convient aux études sur la maturation des cellules dendritiques et le développement cérébelleux. - Q3YBM2

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM176B Rabbit pAb
Remarques / Alias	TMEM176B; LR8; MS4B2; protéine transmembranaire 176B
Espèce	Humain
Identifiant de gène	28959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 65 de la TMEM176B humaine (NP_001094781.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q3YBM2
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa / 29 kDa
Expédition	Sachet isotherme