

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem176B Pour Wb, Elisa - Q3Ybm2

Numéro d'article: CM0018922

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TMEM176B (LR8, MS4B2) humaine. Validé pour WB et ELISA ; réagit avec les échantillons humains et murins. Adapté pour la recherche sur la maturation des cellules dendritiques et le développement des cellules granulaires du cervelet.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM176B Rabbit pAb
Remarques / Alias	LR8 ; MS4B2 ; TMEM176B
Espèce cible	Humain
ID du gène	28959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-208 de la TMEM176B humaine (NP_054739.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q3YBM2
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace