

Anticorps Polyclonal Anti-Tmem18 Pour Wb, Elisa - Q96B42

Numéro d'article: CM0023418

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMEM18 validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Convient à l'étude de la répression transcriptionnelle, la migration cellulaire et les fonctions de liaison à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM18 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IncND; TMEM18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	129787
GeneID	129787
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 100 de TMEM18 humain (NP_690047.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96B42
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace