

Anticorps Monoclonal Anti-Tmem192 Pour Wb, Elisa - Q8ly95

Numéro d'article: CM0002736

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine TMEM192 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Idéal pour l'étude des protéines membranaires lysosomales et endosomales tardives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM192 Lapin mAb
Espèce	Humain
GenelD	201931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-271 de la TMEM192 humaine (NP_001093859.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IY95
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant