


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem2 Pour Wb Et Elisa - Q9Uhn6

Numéro d'article: CM0020491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TMEM2 humain (CEMIP2), une hyaluronidase de surface cellulaire. Validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Soutient les études sur le métabolisme de l'hyaluronane et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TMEM2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TMEM2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	23670
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1150-1250 du TMEM2 humain (NP_037522.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UHN6
Poids Moléculaire de la Protéine	154 kDa
Expédition	Sac de glace