

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem25 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Yd3

Numéro d'article: CM0016056

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TMEM25 humain. Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le TMEM25 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'excitabilité neuronale et la dégradation des récepteurs NMDA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM25 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TMEM25
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84866
GeneID	84866
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 223-322 du TMEM25 humain (NP_001137506.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86YD3
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant