

Anticorps Monoclonal Anti-Tmem43 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Btv4

Numéro d'article: CM0003887

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre TMEM43 (LUMA), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur l'enveloppe nucléaire, l'immunité innée et l'audition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM43 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LUMA ; ARVC5 ; ARVD5 ; AUNA3 ; EDMD7 ; AUNA2 ; TMEM43
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-135 de TMEM43 humain (NP_077310.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BTV4
Poids moléculaire protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace