

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem61 Pour Wb Et Elisa - Q8N0U2

Numéro d'article: CM0021325

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TMEM61 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une protéine transmembranaire de 22 kDa, idéal pour la recherche sur les protéines membranaires et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TMEM61 Lapin pAb
Remarques/Alias	TMEM61
Espèce	Humain
GenID (Humain)	199964
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 91-210 du TMEM61 humain (NP_872338.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N0U2
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace