

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmf1 Pour Wb, Elisa - P82094

Numéro d'article: CM0024436

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine TMF1 (ARA160) humaine. Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le transport rétrograde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TMF; ARA160; TMF1
Espèce	Humain
GeneID	7110
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 900 et 1000 de la protéine TMF1 humaine (NP_009045.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P82094
Poids moléculaire de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace