

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmlhe Pour If/Cci Et Elisa - Q9Nvh6

Numéro d'article: CM0025352

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TMLHE humaine, une enzyme mitochondriale de la biosynthèse de la carnitine. Validé pour IF/CCI et ELISA. Cible la triméthyllysine dioxygénase ; pertinent pour la recherche sur le métabolisme et l'autisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TMLHE
Remarques/Alias	TMLD ; TMLH ; BBOX2 ; AUTSX6 ; TMLHED ; XAP130 ; TMLHE
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55217
Identifiant du gène	55217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 167-376 de la TMLHE humaine (NP_001171726.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NVH6
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace