

Anticorps Polyclonal Anti-Tmod1 Pour Wb Et Elisa - P28289

Numéro d'article: CM0027454



Introduction

TMOD1 Lapin pAb (P28289) est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA. Détecte le TMOD1 humain, murin et de rat. La tropomoduline-1 coiffe les extrémités pointues des filaments d'actine. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la dynamique de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMOD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TMOD ; ETMOD ; D9S57E ; TMOD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7111
GeneID	7111
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-359 du TMOD1 humain (NP_003266.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28289
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace