

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmod4 Pour Wb, Elisa - Q9Nzq9

Numéro d'article: CM0027544

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine TMOD4, validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. TMOD4 est une tropomoduline du muscle squelettique qui coiffe les filaments d'actine, régulant la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMOD4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SK-TMOD ; TMOD4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	29765
GeneID	29765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-345 de la TMOD4 humaine (NP_037485.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NZQ9
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace