


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmpo - P42166 / P42167

Numéro d'article: CM0020610



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la TMPO humaine (LAP2). Convient pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte plusieurs isoformes (38-75 kDa). Idéal pour les études sur l'architecture nucléaire et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TMPO Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	TP ; LAP2 ; CMD1T ; LEMD4 ; PRO0868 ; TMPO
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7112
ID du gène	7112
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-410 de la TMPO humaine (NP_001027454.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P42166/P42167
Poids moléculaire	38 kDa/50 kDa/75 kDa
Expédition	Sac réfrigérant