

Anticorps Polyclonal Anti-Tmprss11A Pour Wb, Elisa - Q6Zmr5

Numéro d'article: CM0013843



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TMPRSS11A humaine, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la sénescence et le cancer de l'œsophage. Poids moléculaire prédit : 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMPRSS11A pAb de lapin
Remarques / Alias	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	339967
GeneID	339967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-421 de la TMPRSS11A humaine (NP_872412.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZMR5
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet de glace