

Anticorps Polyclonal Anti-Tmprss2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15393

Numéro d'article: CM0020136



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMPRSS2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéase à sérine TMPRSS2 humaine, impliquée dans l'entrée virale et le cancer de la prostate. Réagit également avec les protéines de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb TMPRSS2 de lapin
Remarques/Alias	PRSS10 ; TMPRSS2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7113
ID du gène	7113
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la TMPRSS2 humaine (NP_005647.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	O15393
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace