

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tmprss2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15393

Numéro d'article: CM0008949



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TMPRSS2 humaine (PRSS10) pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur les interactions hôte-virus, le cancer et la biologie des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TMPRSS2
Remarques/Alias	PRSS10 ; TMPRSS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7113
GeneID	7113
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la TMPRSS2 humaine (O15393).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15393
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac réfrigérant