

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmprss6 Pour Wb, If-P, Elisa - Q8lu80

Numéro d'article: CM0013743



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMPRSS6 validé pour WB, IF-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la matriptase-2 pour la recherche sur l'homéostasie du fer. Immunogène constitué d'une protéine recombinante, 90 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TMPRSS6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MT2 ; IRIDA ; TMPRSS6
Espèce	Humain
GenelD (humain)	164656
GenelD	164656
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-220 de la TMPRSS6 humaine, NP_705837.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8IU80
Poids moléculaire	90 kDa
Expédition	Sac de glace