

Anticorps Polyclonal Anti-Tmtc3 Pour Wb Et Elisa - Q6Zxv5

Numéro d'article: CM0017781

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TMTC3 (O-mannosyl-transférase), adapté pour le WB et l'ELISA. L'immunogène correspond aux acides aminés 615-914. Utile pour étudier la réponse au stress du RE et l'O-mannosylation des cadhérines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMTC3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIS8 ; SMILE ; TMTC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	160418
GeneID	160418
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 615-914 de la TMTC3 humaine (NP_861448.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6ZXV5
Poids protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace