


Anticorps Polyclonal Anti-Tmx1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3N1

Numéro d'article: CM0018428



Introduction

Anticorps polyclonal anti-TMX1 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine TMX1 humaine, de souris et de rat (32 kDa). Idéal pour la recherche en biologie redox et stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMX1 pAb de lapin
Remarques / Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Espèce	Humain
GeneID	81542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-280 de la TMX1 humaine (NP_110382.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3N1
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace