


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmx1 Pour Wb, Elisa - Q9H3N1

Numéro d'article: CM0019614



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TMX1 humain, une protéine transmembranaire apparentée à la thioredoxine impliquée dans l'activité de protéine disulfure isomérase, le stress du RE et le métabolisme des triglycérides. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TMX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81542
GeneID	81542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-280 du TMX1 humain (NP_110382.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9H3N1
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace