


Anticorps Monoclonaux Anti-Tnf-A Pour Ihc-P, Elisa - P01375

Numéro d'article: CM0007398



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique au TNF- α humain (cachectine, TNFSF2) avec applications validées en IHC-P et ELISA. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les aa 77-233. Idéal pour l'étude de l'inflammation, du cancer et des maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNF- α Lapin mAb
Remarques/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-233 du TNF- α humain (NP_000585.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01375
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace