

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tnf-A Pour Wb, Elisa - P06804

Numéro d'article: CM0006578



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TNF- α de souris validé pour WB et ELISA, reconnaît le TNF- α de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, la réponse immunitaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TNF- α
Remarques/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7124
GeneID	21926
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-235 du TNF- α de souris (NP_038721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P06804
Poids protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace